

11.02.2020

TÜKÜRÜK SALGISINDAN KORTİZOL TESTİ ÇALIŞILMASI İÇİN TÜP ÖZELLİKLERİ

1. Tüpler, tükürük salgısından Kortizol testi çalışmasına uygun olmalıdır.
2. Tüpler yüksek tükürük salgısı geri kazanımı ve yüksek kortizol konsantrasyonunu sağlamalıdır.
3. Tüpün materyali, Polipropilen olmalı, tüpün kapağı ise düşük yoğunlukta polietilen ve mavi olmalıdır.
4. Tüpün içerisinde tükürük salgısını kolay toplaya yarayan sentetik sünger/pamuk bulunmalıdır.
5. Tüpler yetişkinlerde 0,8-1,4 ml arasında tükürük salgısı toplayabilmelidir.
6. Tüpler santrifüje dayanıklı ve UBB kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Nesihhan BUKAN
GÜTF Tıbbi Biyokimya A.D.
Başkani
Dip. No: 9708 Uzm. No: 50756/62718

Prof. Dr. Mehmet ULBAHI
T.C. S.Ü.T. F. Sazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip. No 2387 Dip. Tes. No 50304