

Transkutan pO₂ , pCO₂ Monitörü Sarf Malzemeleri Teknik Özellikleri

Kalibrasyon Gazı: (RADIOMETER marka TCM Combi M Cihazı İle Uyumlu

- Radiometer marka TCM CombiM sistemi ile uyumlu olmalıdır.
- Sensör membranı kalibrasyonu için uygun olmalıdır.
- İçerisinde %7,5 CO₂, %20,9 O₂, dengeleyici N₂ bulunmalıdır.

Fiksasyon Halkası: (RADIOMETER marka Combi M Cihaz İle Uyumlu)

- Yenidoğan hastalar üzerine kullanımı uygun olmalıdır.
- Halkanın çapı 2 cm olmalıdır.
- Bir kutuda 60 adet fixsasyon halkası bulunmalıdır.
- Her kutunun içerisinde fixsasyon halkası ile birlikte kullanılan kontakt jel yer almalıdır.

Prof.Dr.  FERİYİLMAZ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip.No: 8720191101 Tes.No: 17678-38912-49111


Prof.Dr. Feriye EROGAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Hast. Uzm. A.D.
Dip.No: 8720191101