

## DOKU YAPIŞTIRICISI (5 ml )

1. Doku yapıştırıcısı Nöroşirurji'de özellikle dura onarımlarında, dokuyu güçlendirmek ve atılan süturlardan BOS sızıntısını engellemek amacıyla basit ve pratik olarak kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
2. Doku yapıştırıcısı %45 oranında sığır serum albumini ve %10 oranında Glutaraldehyde solüsyonu ihtiva etmelidir.
3. İkili enjektör yapısı içinde bir enjektörde hacim olarak 4 oranında sığır albumini ve 1 oranında glutaraldehyde solüsyonu ihtiva etmelidir.
4. Doku yapıştırıcısı 5ml hacminde olmalıdır.
5. İkili enjektör yapısı içerisinde bulunan sığır serum albumini ve glutaraldehyde uygulama ucunda birleştiğinde 20-30 sn içinde polimerleşme başlamalı ve oluşan protein hydrogel'i 2 dakika içinde maximum kuvvete ulaşmalıdır.
6. Doku yapıştırıcısı kansız kuru bölgeye uygulanmalıdır.
7. Her kutuda 4 adet uygulama ucu bulunmalıdır.
8. Doku yapıştırıcısı oda sıcaklığında, buzdolabına gerek duyulmadan saklanabilmelidir.
9. Doku yapıştırıcısının en az 2 sene raf ömrü bulunmalıdır.
10. Doku yapıştırıcısı kullanılan miktara göre maksimum 6 ay içinde vücuttan atılmalıdır.
11. Doku yapıştırıcısı güçlü olmalı ve klinik çalışmalarda ispatlanmalıdır.
12. Doku yapıştırıcısı CE belgelerine sahip olmalıdır.

Uzm.Dr. Abdullah ÖZER  
Uzm. Dr. G.D.T.F.  
Rıd Damar Cerrahi AB.D.  
Diyadin No: 7834/105197  
Diyadin No: 7834/105197

Prof. Dr. Günel Levant ÖZTAY  
C. G. D. T. F. Gazi Hastanesi  
Rıd Damar Cerrahisi  
No: 8348 Diş. Teş. No: 8348