

PLEKSUS BLOKAJ KANÜLÜ 50 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içindeki kanül, gözle görülür şekilde izole edilmiş olmalı ve akım sadece iğnenin dik haldeki temas bölgesinden noktasal olarak verilmelidir .
2. Ponksiyon kanülü, stimulatöre uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon tüplü olmalıdır.
3. Kanül üzerindeki mikro çentikler sayesinde ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalı, bu özellik ultrason eşliğinde test edilecektir.
4. Kanül oluklu kavrama aparatı ile rahat tutuş sağlamalıdır.
5. Kanül üzerinde ponksiyon derinliğini tayin için uzunluk işaretleri olmalıdır.
6. Kanül ucu 150 bileyli ,kalınlığı 22 G uzunluğu 50 mm olmalıdır.
7. Her 200 kanüle 1 adet elle uzaktan kumandalı stimulatöre ve 1 adet sinir haritalama kalemi verilmelidir.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
9. TITUBB belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.
10. Alımlar numune denenerek ,onay ile yapılacaktır.

Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716-Dip. Tes. No: 8000

Prof. Dr. Ömer MURTEPEK
T.C. G. T. F. Gazi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Dip. Tes. No: 7061
Dip. Tes. No: 48474