

## EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fotoferez setinin giriş ve çıkış kanalları ayrı olmalıdır.
- 2-Buffy Coat toplama ve fotoferez işlem torbası ayrı olmalıdır.
- 3-Buffy Coat toplama ve fotoferez işlem torbası birbirine kapalı devre olarak bağlanmış olmalıdır.
- 4- Buffy Coat toplama torbası maximum 1 LT olmalıdır.
- 5-Fotoferez işlem torbası yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 6-Buffy Coat toplama torbası 2 lümenli olmalıdır.
- 7-Fotoferez seti ile birlikte;
  - a-Tablet formunda Geroxalen
  - b- 500 ml isotonik ücretsiz olarak verilmelidir.
- 8-Fotoferez seti ile birlikte Fotoferez işlem cihazı bölümümüze kurulmalıdır.
- 9-Buffy Coat toplama ve fotoferez işlem torbası steril olmalıdır.
- 10-Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
- 11-Cihazın Periyodik bakımı firma tarafından yapılmalıdır.
- 12-Cihazda Minimum 6 adet UV lambası olmalıdır.
- 13-Set arızası ve teknik arıza nedeniyle kullanılamayan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.

  
Yusuf KURTÇU -  
Sağ. Tek.

  
Dr.Şeniz GÖRAL  
Kan Merkezi Sorumlusu