

## DİZ SPACER TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU: AP4310

1. Diz enfeksiyon tedavilerinde yardım amaçlı ve geçici olarak implant edilmek amacıyla kullanılmalıdır.
2. Spacer, eklem alanlarını korumalıdır.
3. Eklem hareketini sağlamalı ve cerrahi işlemi kolaylaştırır nitelikte olmalıdır.
4. Gentamisinli kemik çimentosundan yapılmış olmalıdır.
5. İmplant edildikten 6 ay sonra çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
6. İçeriğindeki Gentamisin miktarı 0,9 gr -1,8 gr aralığında olmalıdır.
7. 3 boy seçeneği olmalıdır
8. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Ulunay KANATLI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 02-011-008  
Dip. Tes. No: 1872

Prof.Dr. Erdiñ ESEN  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hast.  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 508910001456  
Dip. Tes. No : 67938

## KALÇA SPACER TEKNİK ŞARTNAMESİ

MALZEME ADI	
Kalça Spacer	

1. Kalça enfeksiyon tedavilerinde yardım amaçlı ve geçici olarak implant edilmek amacıyla kullanılmalıdır.
2. Gentamisinli kemik çimentosundan yapılmış olmalıdır.
3. İmplant edildikten 6 ay sonra çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
4. İçeriğindeki Gentamisin miktarı 1,1 gr -3,2 gr aralığında olmalıdır.
5. Standart ve ekstra uzun olmak üzere iki boy seçeneği olmalıdır
6. Spacer, revizyon sonrası iyileştirme sürecini kısaltmayı sağlamalıdır.
7. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Ulunay KANATLI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 93-011-068  
Dip.Tes. No: 1942

Prof.Dr. Erdiñç ESEN  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hast.  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 2500010001460  
Dip. Tes. No: 197930