

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66826
İstem Tarihi : 16.04.2018 00:00:00
Açıklama : TER TESTİNDE KULLANILMAK ÜZERE

Döküm Tarihi : 16.04.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CGHPL1
Bölüm Adı : ÇOCUK GÖĞÜS H POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-074792	TER TESTİ KİTİ.	1.500.00	TEST

Şartname Kodu : 43788

MALZEME ADI; TER TESTİ KİTİ
Hastanemiz ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI Laboratuvarında bulunan kayıtlı Ter Analiz Sisteminde kullanılmak üzere teklif edilecek kit için Zorunlu Özellikler;
1- Ter testi uygulaması ; Terletme, Numune Toplama ve Ölçme işlemleri CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) C34-A3` e ve S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ter Testi Rehberi?ne uygun olarak yapılmalıdır.
Terletme metodu : Iontoforez metoduna uygun çalışmalıdır.
*Pilocarpin Nitrat konsantrasyonu (CLSI 7.1.2) maksimum % 0.5 olmalıdır.
*Kullanılan tüm sarf malzemeler kontrol, kalibratör, pilokarpin içeren materyal ve cihaz birbiriyle uyumlu (aynı marka) olmalıdır. (CLSI 8.6)
*Ter toplama işlemi : Ter toplama işlemi kollektör aparatı/microbore tubing ile sağlanmalıdır. (CLSI 5.2)
* Ter toplanması esnasında hastalık bulaşmasını önlemek amacıyla yönelik hijyen nedeniyle ve kol bantlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna (iş gücü ve zaman tasarrufu, maliyetleme) gerek duyulmaması nedeniyle ayarlanabilir tek kullanımlık kol bandı olmalıdır.
*Toplanacak ter miktarı: Kantitatif sonuç verildiğinden dolayı, minimum 15 ?L olmalıdır ve DAHA AZ ter numunesinde ölçüm yapılmamalıdır.
(CLSI 8.7 ye göre 15 ?L?den az toplanan numunede ölçüm yapılmamalıdır, ayrı ayrı numunelerden havuz oluşturulmamalıdır.)
*Ter ölçüm metodu : Coulometrik prensiple Cl cinsinden sonuç verilmelidir.
*CLSI 12.1 e göre; Hastanın ter testinin çalışması sonunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının ve cihazın doğru çalışıp çalışmadığının analitik kalite kontrolü için farklı değerlerde üç seviyeli kontrol ve kalibrasyon solüsyonları verilmelidir. Bu solüsyonlarla kalibrasyon ve linearizasyon doğrulama yapılabilirdir.
*Hastanemizde kullanılan ter testi cihazında herhangi bir arıza çıkması durumunda firma gün içinde müdahale etmeli, bu sürede arıza giderilemiyorsa 24 (yirmidört) saat içinde aynı Ter Analiz Sistemini laboratuvarımıza herhangi bir ücret v.s. talep edilmeden firma tarafından kurulmalıdır ve firma teknik servis ve bakım garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
2- Firmalar tekliflerinde, kitlerin hangi yöntemle çalıştıklarını, kaç testlik ambalajda olduğunu, üretici firma ismini açık olarak belirtecek ve hastanın ter testini çalışması sonucunda çıkan neticenin doğru olup olmadığının kontrol için farklı değerlerde kontrol ve kalibrasyon solüsyonları miktarlarını adet olarak belirtip, listeleyeceklerdir. Kontrol ve kalibrasyon çözeltileri orijinal ambalajında olmalıdır.
3- İhaleye teklif veren firmanın oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda müdahale imkanının kısa zamanda olması ve hasta çalışmalarını ve hastane hizmetini aksatmaması nedeniyle bölgesel bayisi bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ayşe Tanrıoğlu An
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
Dip. No: 14795 / 14795 / 14795 / 14795

Prof. Dr. Tuğba Elmastaşlı
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
Dip. No: 14795 / 14795 / 14795 / 14795