

**FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ NO:8**

- 1- Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir forseps aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Forseps tekrar kullanılabilir.
- 3- Forsepsin atravmatik forseps ayakları olmalı ve forsepsin ucu içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 4- Forseps farklı boyda trakeostomi kanüllü setler kullanılabilir.
- 5- Forsepsli ve forsepsiz set seçenekleri mevcut olmalıdır.
- 6- Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepsiz setlerde bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
- 7- Set içinde; bistüri, enjektör, 14G intravenöz kanül, kılavuz tel, tek dilatör, trakeostomi kanülü ile bağı ve forsepsli setlerde özel forseps bulunmalıdır.
- 8- Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olup travmaya sebep olmaması için j uçlu olmalıdır.
- 9- Tek dilatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
- 10- Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış olan obturatoru delik olan kaflı trakeostomi kanülü bulunmalıdır.(istenilen set miktarının yarısı kadar sayıda çift kaflı kanül, diğer yarısı kadar subglottik aspirasyon kanallı kanül verilmelidir)
- 11- Setlerdeki trakeostomi kanülleri 8 numara olmalıdır.
- 12- Tüm forsepsli ve forsepsiz setler steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır. Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 13- Her 10 adet set için 1 adet forseps bölüme verilmelidir.(metal, sterilize edilebilir)

Prof. Dr. Lale KARABAYRAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. Tes. No: 39307

Prof. Dr. Lale KARABAYRAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. Tes. No: 39307

Uzm. Dr. Eda MİNCİ AYDIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Yoğun Bakım BD.
Dip. Tesc. No: 117171

FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO:7

- 1- Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir forseps aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Forseps tekrar kullanılabilirliklidir.
- 3- Forsepsin atravmatik forseps ayakları olmalı ve forsepsin ucu içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış oluk olmalıdır.
- 4- Forseps farklı boyda trakeostomi kanüllü setler kullanılabilirliklidir.
- 5- Forsepsli ve forsepsiz set seçenekleri mevcut olmalıdır.
- 6- Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepsiz setlerde bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
- 7- Set içinde; bistüri, enjektör, 14G intravenöz kanül, kılavuz tel, tek dilatatör, trakeostomi kanülü ile bağı ve forsepsli setlerde özel forseps bulunmalıdır.
- 8- Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olup travmaya sebep olmaması için j uçlu olmalıdır.
- 9- Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
- 10- Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış olan obturatoru delik olan kablolu trakeostomi kanülü bulunmalıdır.(istenilen set miktarının yarısı kadar sayıda çift kablolu kanül, diğer yarısı kadar subglottik aspirasyon kanallı kanül verilmelidir)
- 11- Setlerdeki trakeostomi kanülleri 7 numara olmalıdır.
- 12- Tüm forsepsli ve forsepsiz setler steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır. Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 13- Her 10 adet set için 1 adet forseps bölüme verilmelidir.(metal, sterilize edilebilir)

Prof. Dr. Lale KARABAYIK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. Tes. No: 39307

Uzm. Dr. Eda MASİT AYDIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Yoğun Bakım BD.
Dip. Tesc. No: 117171