



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 566  
İstem Tarihi : 12/07/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Mikrobiyoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 18/07/2018 12:09:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J07-072414      HELICOBACTERİ PYLORİ ANTJ.TES.GAİTADA.

**Dışkıda Helicobacter pylori Antijeni Şartnamesi**

- 1- Dışkıda Helicobacter pylori antijen saptama kiti hızlı immünokromatografik strip test yöntemi ile çalışmalıdır.
- 2- Basit bir ekstraksiyon protokolüne sahip olmalıdır.
- 3- Ekstraksiyon için gerekli tüm reaktifler kitin içerisinde bulunmalıdır.
- 4- Kit içerisinde pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir. İçermiyor ise firma tarafından ayrıca teğmin edilmelidir.
- 5- Kısa sürede sonuçlanmalı, santrifugasyon işlemine ihtiyaç duymamalıdır.
- 6- Kitin üretildiği ülkelerdeki yetkili kurum tarafından onaylanmış, tanı amacıyla kullanılabilirdiğini kanıtlayan ve üretildiği ülkede de kullanıldığını gösteren belge olması gerekmektedir.

Prof. Dr. Gulendam BOZDAYI  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip.No 776 Dip Tes No 62923

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
Dip.No. 89-AA-050

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 566  
İstem Tarihi : 12/07/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Mikrobiyoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 18/07/2018 12:09:00

**Malzeme Kodu**      **Malzeme Adı**  
J07-070852      BRUCELLA ROSE BENGAL.

**Brucella Rose Bengal Lam Antijeni Şartnamesi**

1. Brucella Rose Bengal antijeni 2.5 ml'lik veya 5 ml'lik şişeler halinde olmalıdır.
2. Kit içerisindeki tüm kontroller, solüsyonlar, reagentler gibi malzemeler eksiksiz ve çalışır durumda olmalıdır. Eksik malzeme çıktığı takdirde firma bu kiti 48 saat içerisinde yenisiyle değiştireceğini kabul etmelidir.
3. Kitin performans gerilemesinde değiştirileceği ilgili firmalar tarafından taahhüt edilmelidir.
- 4.

Prof. Dr. Gülendam BOZDAYI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip.No 778 Dış.Tes.No 62923

Prof. Dr. NAYHAN CAĞLAR  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D  
Dip.No: 89-AA-050

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 566  
İstem Tarihi : 12/07/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Mikrobiyoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 18/07/2018 12:09:00

**Malzeme Kodu** : J07-070793  
**Malzeme Adı** : SALMONELLA (BO) TÜP DİLÜSYON ANTİJENİ

**Salmonella Antijeni Şartnamesi**

- 1- Salmonella tüp dilüsyon antijeni TO ve Salmonella tüp dilüsyon antijeni BO tek bir grup malzeme olup firmalar bunların hepsine birden teklif vereceklerdir.
- 2- Gruber Widal testinde kullanım için uygun olmalıdır.
- 3- Kitin performans gerilemesinde değiştirileceği ilgili firmalar tarafından taahhüt edilmelidir.
- 4- Tüp dilüsyon antijenleri renkli olmalıdır.

Prof. Dr. Gülendam BOZDAYI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip.No: 776 Dip Tes No 62923

Prof. Dr. Kayhan CAĞLAR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
Dip.No: 89-AA-050

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 566  
İstem Tarihi : 12/07/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Mikrobiyoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 18/07/2018 12:09:00

Malzeme Kodu : J07-078753  
Malzeme Adı : SALMONELLA T(O) TÜP DİLÜSYON ANTİJENİ

Salmonella Antijeni Şartnamesi

- 1- Salmonella tüp dilüsyon antijeni TO ve Salmonella tüp dilüsyon antijeni BO tek bir grup malzeme olup firmalar bunların hepsine birden teklif vereceklerdir.
- 2- Gruber Widal testinde kullanım için uygun olmalıdır.
- 3- Kitin performans gerilemesinde değiştirileceği ilgili firmalar tarafından taahhüt edilmelidir.
- 4- Tüp dilüsyon antijenleri renkli olmalıdır.

Prof. Dr. Gülendam BOZDAYI  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip. No 776 2014 No 62923

Prof. Dr. Kayhan CAĞLAR  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
Dip. No. 89-AA-050

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Sağlık Tek. Kenan YÜCE

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 566  
İstem Tarihi : 12/07/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Mikrobiyoloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 18/07/2018 12:09:00

**Malzeme Kodu** : J07-071232  
**Malzeme Adı** : GAİTADA CRYPTOSPORIDIUM ANTİJENİ DFA KİTİ

**Gaitada Cryptosporidium antijeni DFA Şartnamesi**

- 1- Cryptosporidium spp. Giardia intestinalis parazitlerinin fekal örneklerde saptanmasında kullanılmalıdır.
- 2- Mouse monoclonal antikor floresan işaretli olmalı ve Cryptosporidium'a ve Giardia ya bağlandığında yeşil floresan ışık yaymalıdır.
- 3- Kitin içerisinde bir adet pozitif kontrol slaydı yer almalıdır.
- 4- Tüm reaktifler kullanıma hazır olmalıdır.
- 5- Her hasta için 25 ul reaktif kullanılmalı ve toplam 50 teste yetecek kadar reaktif içermelidir.
- 6- Çalışılan slaytlar 30 dakikalık inkubasyondan sonra yıkanmalı ve mikroskop incelemesine hazır hale gelmelidir.
- 7- 490 nm - 530 nm dalgaboyları arasında floresan mikroskopunda incelenebilmelidir.
- 8- Dışkı içerisindeki materyalle, maya hücreleri ve bakterilerle çapraz reaksiyon vermemelidir.
- 9- Teklif veren firmaların kitleri laboratuvarımızda daha önce kullanılmamış ise 20 testlik deneme kiti teklifle birlikte teslim edilmelidir.
- 10- Kitler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
- 11- Kit çalışmadığı takdirde, firma ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.
- 12- Firma kitleri peyderpey laboratuvara teslim etmelidir. Miadının bitmesine 3 ay kala kitler uzun miadlı olanlarla değiştirilmelidir.
- 13- Kitin duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olmalıdır.

Prof. Dr. Funda DOĞRUMAN AL  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi  
Diploma No: 1359  
Uzmanlık Teskil No: 51363 - 76442

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR  
T.C. G.Ü. E. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
9-AA-050

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN