

IQ ULTRA PATCH TEST TEKNİK ŞARTNAME

- 1) IQ Ultra katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
- 2) IQ Ultra 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak alerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır.
- 3) Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır.
- 4) Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır.
- 5) Panel üzerindeki kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonların karışmasını önler olmalıdır.
- 6) Sağlık Bakanlığından alınmış "Kontrol Belgesi" ibraz edilebilmelidir.
- 7) Sıvı alerjenler için pamukçuk kullanımına gerek olmamalıdır.
- 8) Deriye yapışkanlık kalitesi üst düzeyde olmalıdır.

Dr. M. Sadık Demirsoy
T.C. G.Ü. T.F. 622 Hastane
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları A.D./ALLERJİ B.D.
Dip.No: 77-AA-103

Prof. Dr. M. Sadık Demirsoy
T.C. G.Ü. T.F. 622 Hastane
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları A.D./ALLERJİ B.D.
Dip. Teşah. No: 25468