

501-011792 652140

ENDOSKOPIK DİSEKSİYON AMAÇLI HOOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enstürman ESD ve EMR operasyonları için Fujifilm marka kolonoskoplar ile kullanılabilir olmalıdır.
2. Enstürmanın uç kısmı operasyon esnasında kesme ve koagülasyon işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla kısa tip olmalıdır.
3. Enstürmanın inner uç çapı 8 mm olmalıdır.
4. Enstürmanın uç uzunluğu 7 mm olmalıdır.
5. Enstürmanın dış çapı 14.8 mm olmalıdır.
6. Enstürman tek kullanımlık ve steril pakette olmalıdır.
7. Enstürmanın CE belgesi olmalıdır.

Doç.Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip.No: 96011076 Dip.Tes.No: 78836

Prof. Dr. Mehmet İBİŞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
Dip.No: 96011076 Dip.Tes.No: 71571