

DİSPOSABLE RETRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün steril ambalajlarda olmalıdır.
2. İç steril ambalaj da ve dış kutu ambalajda, marka, miad, kod no, teknik bilgiler olmalıdır. Dış kutu ambalajda hekime yardımcı olması için diğer modellere ait resimler ve ölçüleri olmalıdır.
3. Ürün kare formda olmalı, dört değişik parçanın birleşmesi ile oluşmalıdır.
4. Dört sıkma vidası olmalı, istenilen pozüsyonda sıkıldığında o şekilde kalmalıdır.
5. 14,1cm x 14,1cm iç ölçülerinde olmalıdır.
6. Ürün üzerinde "V" formunda elastik stay yuvaları olmalıdır.
7. Steril iç pakette, şeffaf kutusu içinde 8 adet stay bulunmalıdır.
8. İç paket ve dış kutuda, marka, miat, teknik ölçüler, kod no yazılı olmalıdır.
9. Dış pakette hekime yardımcı olması için diğer tiplere ait resim ve kod no'lar basılı olmalıdır.
10. Stay ucu 5mm çap'ta çengel formunda olmalıdır.
11. Stay uç kısmı metal keskin olmalıdır.
12. Stay ve tubing birleşim yeri rahat tutulacak ve mavi renk kodlu olmalıdır.
13. Slikon tubing kısmı esnemeli, rekraktör çentiğine takılmalı ve kanallı olmalıdır.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Prof. Dr. Ömer ŞAKRAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi Öğr. Üy.
Dip. No: 20AA087


Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781