

TOPIKAL CİLT ADHESİVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün acil ve ameliyathane kullanımına uygun olmalıdır.
- Ürün temiz , taze , kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların ve ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
- Ürün en az % 98 n-butil siyonaakrilat bazlı monomerden oluşup , elektron ışın yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- Ürün renksiz olmalı , herhangi bir boya içermemelidir.
- Ürünün yapıştırma gücü yüksek olmalı , kesiler en fazla 20 saniye içinde yapıştırılmalıdır. Kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
- Ürün uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmeli , hastaya pansuman yapılmasına gerek kalmamalı , meydana gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.
- Ürün kesilerin kapatılma süresini kısaltılmalı , işlemi kolaylaştırılmalı ve meydana gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.
- Ürün steril poşette , cam içermeyen ampul içerisinde 0.5 gr'lık hacimde olmalıdır. Ayrıca poşet içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında kullanılan aplikatör de bulunmalıdır.
- Ürün kullanıldıktan sonra ampulden herhangi bir sızıntı veya bulaşma olmaması için ampülün ağzı tekrar kapatılabilmelidir.
- Ürünün birden fazla hastada kullanımı için her ampül ile birlikte 3 adet yedek steril aplikatör verilmeli , aplikatörlerin ucu ürünün kontrollü bir şekilde kesiye uygulanabilmesi için çok ince olmalı , hassas uygulamalara olanak sağlamalıdır.
- Ürün 2-8 °C ısıda buzdolabında saklanmalı ve bu ısıdaki raf ömrü 12 aydan kısa olmalıdır.
- Son kullanım tarihinin dolmasına 4 ay kalan ürünler uzun miadlı ürünler ile değiştirilmelidir.
- Alım , numune denenerek , bölüm onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

Doç. Dr. Oksan DERİNOĞLU GÜLERYÜZ
T.C. G.Ü. T.F. Gaz Hastanesi
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A.D. / ÇOCUK ACİL B.D.
Diploma No: 2620
Dip. Tescil No: 109034
Uzm. Tescil No: 118692

Prof. Dr. Canan TÜRKİLMAZ
T.C. Gaz. Üniversitesi
Gaz Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. No: 37A053 Dip. Tescil No: 43578-38212-49111