



BATARYA KUTUSU

1. Steril edilebilme özelliđi olmalıdır.
2. Steril olmayan bataryanın, transfer kapađı yardımıyla steril tabancaya takılarak cerrahın kablosuz, hortumsuz rahatça çalışabilmesini sağlayabilmelidir.
3. Batarya kutusu hastanemizde kullanılan hafif bataryalı delici kesici sistemle uyumlu olmalıdır.


Dr. Öğrt. Üyesi M. Baybars ATAĞLU
T.C.G.Ü.T.F. Sazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diploma No: 13895 Dip.Tes.No: 117179


Prof. Dr. Ulunç KANATLI
T.C.G.Ü.T.F. Sazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 13-041-008
Dip.Tes. No: 1942