

DUMAN TAHLİYE SETİ

- 1.Duman tahliye etmede kullanılan tp seti, ilgili cihazın valf kısmına rahata takılabilmelidir.
- 2.Tp setinin bir kısmı trokara takılabilir zellikte olmalıdır.rn hasta ile aspiratr arasında cihaz akıřına uyumlu olmalıdır.
- 3.Tp setinin aspiratre giden ucu universal yapıda olmalıdır.Bylece farklı aspiratrlere takılabilmelidir.
- 4.Tp seti istediđinde sıvıyı hastadan tahliye etme zelliđi olmalıdır.
- 5.Tp setinin zerinden duman tahliye akıř hızı ayarlanabilmelidir.
- 6.rn 10'luk paketler halinde satılmalıdır.
- 7.Tp seti tek kullanımlık olmalıdır.
- 8.Tp seti paketi zerinde son kullanım tarihi, lot numarası ve CE yazılı olmalıdır.

Doc. Dr. Mehmet Akif TRKOĐLU
Gazi niv. Tıp Fak. Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 106432

T.C.
G..T.F. Gazi Hastanesi
Prof. Dr. A. Bleni AYTA
Genel Cerrahi
Dip. No: 5387 Dip. Tes. 30603