

001-012328

PLASTİK SHEATS KORUYUCU YALITKAN POŞET

- Mega 2000 hasta dönüşüm elektrodu plaklarının tüm boylarına birebir uyumlu olmalıdır.
- Poşet kolay yırtılmayan Hasta dönüşüm elektrodunu tam olarak kavrayıp sıkışma yapmadan üzerine geçmelidir.
- Plastik sheats üzerinde mega 2000 hasta dönüşüm elektroduna uyumlu olduğunu gösterir yazıları ve ürüne ait ubb ler baskı olarak ve barkod okuyucuda okunacak özellikte olmalıdır.
- Plastik sheat'ın 1 uzun tarafı ve 2 yan kısa tarafı kapalı olmalıdır.
- Plastik sheats üzerine bulaşan kan ve batikon vb.malzemeselerde silinebilir ve temizlenebilir özellikte olacaktır.
- Plastik sheat'ın uzunluğu 97 cm(± 3 cm) genişliği 62 cm (± 3 cm) şeklinde olmalıdır.
- Ürün plak üzerinde herhangi bir aşınma meydana geldiğinde ,ürünün tamirine kadar olan sürede elektrik kaçaklarını önlemelidir.
- Ürünün alımı aşamasında ürünler denenip kullanıcı tarafından onay alındıktan sonra karar verilecektir.

Dr. Öğrt. Üyesi M. Baybars ATAÖĞLU
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diploma No: 13021 Dip.Tes.No:117179


Doç. Dr. Mehmet Akif TÜRKÖĞLU
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip.Tescil No:106432