

**034490---STERİLİZASYON RULOSU OTOMATİK KESME VE KAPATMA MAKİNASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kapama cihazı sterilizasyon rulolarının istenilen ölçülerde ve adetlerde otomatik olarak kesilip ve kapatıp, zarf haline getirilmesi amacı ile kullanmaya uygun olmalıdır.
2. Cihazın sterilizasyon rulo kapatma sıcaklığı ve kapama süresi ayarlanabilir olmalıdır
3. Cihazın elektrik gücü 150--250 W arası güç ile çalışabilmelidir.
4. Cihazda kesilip kapatılacak sterilizasyon rulolarının boyları kullanıcı isteğine göre ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihaz 1 metre uzunluğuna kadar rulo kesip kapatabilmelidir.
6. Cihaza isteğe bağlı olarak barkod okuyucu ve barkod yazıcı cihazı bağlanabilmeli, istenilen bilgilerin etiket olarak çıktısı alınabilmelidir.
7. Cihaza farklı veya aynı genişlikteki rulolar takılabilmelidir.
8. Cihazda acil durumlarda tehlike anında bütün elektrik aksamını devre dışı bırakacak acil durdurma butonu olmalıdır.
9. Cihazın taşınması kolay ve sterilizasyon ünitesinde kullanılan masalarda kullanıma uygun olmalıdır.
10. Cihaz sterilizasyon ünitesinde testi yapılarak alımı için karar verilecektir.
11. Cihaz tüm parça ve malzemeleri ile birlikte 2 yıl garantili olmalı, her 3 ayda bir gerekli bakımları yetkili firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.

Prof.Dr.Ayşe KALKANCI
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Dip.No: 7194



Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR
T.C. Gazi Üniversitesi,
Gazi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı