

Tek Kullanımlık Yaylı Buldok Klemp İin Teknik Şartname:

- 1- Damarı sıkıřtırma kuvveti; ağız ucunda 125, ortasındaysa 220 gramı gememelidir.
- 2- Ağızındaki diřler damara temas eden yzeye alanını artırmalı, uygulanan basıncıysa dūřürmelidir.
- 3- Hibir modelinde yanal ykseklięi 1cm'yi ařmamalıdır.
- 4- Pediküllü IMA'yı da tıkayabilmelidir.
- 5- Kauuk iermemelidir.
- 6- Boylu boyunca ıřıngeirmez olmalıdır.
- 7- ene aralıęı 17mm'ye ulařabilmelidir.
- 8- Hem dūz hem aılı tūrleri sunulabilmelidir.
- 9- Uyumlu tutucusuyla da yerleřtirilebilmelidir.
- 10- Bōlūm numune gōrdūkten sonra karar verecektir.


Prof. Dr. Gūrsel Levant OTAR
T.C. G..T.F. Gazi Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi
Dip.No: 6348 / Dip.Tes. No: 63628


Do. Dr. Mustafa Hakan ZOR
T.C. G..T.F. Gazi Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi
Dip.No:2512 / Dip.Tes. No: 109027