

# TOPIKAL CİLT ADHESİVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün acil ve ameliyathane kullanımına uygun olmalıdır.
2. Ürün temiz, taze ,kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların ve ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
3. Ürün en az %98 n-butil siyonaakrilat bazlı monomerden oluşup, elektron ışın yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
4. Ürün renksiz olmalı, herhangi bir boya içermemelidir.
5. Ürünün yapıştırma gücü yüksek olmalı, ürün kesilerin kapatılma süresini kısaltmalı ,işlemi kolaylaştırmalı ve kesiler en fazla 20 saniye içinde yapıştırılmalıdır. Hastaya pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
6. Ürün uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmeli, meydana gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.
7. Ürün steril poşette, cam içermeyen ampul içerisinde 0.5 gr.lık hacimde olmalıdır. Ayrıca poşette ürünün kesiyeye uygulanmasında kullanılacak steril aplikatör de bulunmalıdır.
8. Ürün kullanıldıktan sonra ampulden herhangi bir sızıntı veya bulaşma olmaması için ampulün ağzı tekrar kapatılabilmelidir.
9. Üründe, yara ve kesilerin hazırlık ve uygulama aşamasında oluşabilecek gereksinimlerinden dolayı, her bir ampul ile birlikte 3(ÜÇ) adet yedek steril aplikatör verilmeli, aplikatörlerin ucu ürünün kontrollü bir şekilde kesiyeye uygulanabilmesi için çok ince olmalı ve hassas uygulamalara olanak sağlamalıdır.
10. Ürün 2-8 °C ısıda buzdolabında saklanmalı ve bu ısıdaki far ömrü 12 aydan kısa olmalıdır.
11. Son kullanım tarihinin dolmasına 4 ay kalan ürünler uzun miadlı ürünler ile değiştirilmelidir.
12. Alım numune denenerek bölüm onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

09.01.2019  
Doç. Dr. Orşan DERİNÖZ GÜLERYÜZ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A.D. / ÇOCUK ACIL B.D.  
Diplorfe No: 2520  
Dip. Tescil No: 109852  
Uzm. Tescil No: 118692

Uzm Dr. Yasemin MEN ATMACA  
Gazi Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Acil BD  
Dip. Tesc. No: 109852