

İNSİZYON ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Malzemenin kesici uc kısmının çapı isteğe göre 0.14,0.17,0.3,0.8 mm olarak seçilebilmelidir.

2-Kesme aplikatörleri kullanıcının isteğine göre kıl uç, topuz uç, blade, çivi, baklava, dura ve wire loop olarak seçilebilmelidir.

3-Seçilen çalışma moduna göre saf kesme, kesme/koagülasyon ve koagülasyon uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir.,

4-Probe cihazın verimli çalışabilmesi için orijinal olmalıdır.

5-Orijinal olmayan problar verimli olmadığından dolayı kabul edilmeyecektir.

6-Seçilen çalışma moduna göre kesme işlemi 45C derece, koagülasyon işlemi 65C derecede yapabilmelidir.

7-Problar verilen cihazla aynı marka olmalıdır.

Prof.Dr.Şükrü AYKOL
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 1160
Dip. Tescil No: 24955

Prof.Dr. Fikret Hüseyin DOĞULU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahi Öğretim Üyesi
Dip.No: 8819