

J01-01F647 HIZLI PROTEİN KALINTI TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi aletler ve yıkama ekipmanı yüzeylerindeki kalıntı proteini saptamak için kullanılmalıdır.
2. Hızlı ve kolay bir test olmalıdır.
3. Test sonucu için ayrıca bir inkübatöre ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Protein testi 1 µg duyarlılığa kadar protein kalıntılarını saptayabilmelidir.
5. Test sonucu 10 saniye içinde saptanabilmelidir.
6. Test materyali protein analiz çözeltisi ve sürüntü çubuklardan oluşmalıdır.
7. Test edilecek yüzey ıslak ise sürüntü çubuk doğrudan yüzey üzerinde gezdirilmeli değilse sürüntü çubuk önce musluk suyu ile ıslatılabilir.
8. Protein mevcut ise çözelti rengi, kahverengiden maviye dönmelidir.
9. Yüksek protein kontaminasyonunda renk, maviye daha koyu tonda ve daha hızlı dönmelidir.
10. Protein testi, uzun raf ömrü için buzdolabında saklanabilmelidir.
11. Her 100 protein kalıntı testi ile beraber Endoskoplar için 2,5 metre uzunluğunda endoskopik aparatı bulunan 5 adet endoskopik protein kalıntı testi verilmelidir.
12. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

ERU KARAVELİ
Araştırma ve Geliştirme Birim
Sorumlusu

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825- Dip/Teş.No: 93781

J01-01F646 YIKAMA MAKİNESİ İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkayıcı-Dezenfektörler temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kirlilik Testi, üzerinde sentetik test kiri bulunan tek kullanımlık metal indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşmalıdır.
3. Sentetik test kiri, insan kanı ve dokusunu temsil etmelidir.
4. İndikatörlü şerit, tek kullanımlık ve alüminyum olmalıdır.
5. İndikatörlü şeridin yerleştirileceği holder (tutaç), paslanmaz çelik olmalıdır.
6. İndikatörlerle birlikte yıkayıcı sayısı kadar holder bedelsiz verilmelidir.
7. Test sonucunu yorumlamak için indikatörlerle birlikte okuma panosu verilmelidir.
8. Her 100 yıkama indikatörü ile beraber Endoskoplar için 1 metre uzunluğunda 1 adet endoskop aparatı ve 5 adet endoskopik yıkama monitörü verilmelidir.

Emrah BANGI
Anesteziyoloji Uzmanı

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825 Dip.Tes.No: 33781

