

## VASKÜLER DAMAR KAPATMA CİHAZI

Sut Kodu:GR1288

Sipariş kodu:S-013438

1. Vasküler kapatma sistemi femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan bölgenin güvenli bir şekilde kapatılarak hemostaz sağlanmasına uygundur.
2. Sistem 5,6 ve 7F introdüser ile kullanıma uygundur.
3. Sistem hastaya girişim yapılan 11-12cm'lik standart introdüser ile kullanılabilir. Cihazın kullanımı öncesinde introdüser değişimi gerekmemektedir, cihaz mevcut introdüser ile çalışabilmektedir.
4. Sistemin içeriğinde ateşleme düğmesi, gösterge penceresi, introdüser adaptörü, gösterge teli ve geri kanama borucuğu bulunmaktadır.
5. Kullanıcını tıkaçı doğru yerde bıraktığından emin olması için sistemin ucundaki küçük delik ile arka kanama borucuğunun ve gösterge tel ile gösterge penceresinin bağlantısı vardır.
6. Damar kapatma cihazında bulunan tıkaç vücutta eriyen poliglikolik asit (PGA) materyeliden yapılmıştır.
7. Tıkaç 60 ila 90 gün arasında vücutta tamamen eriyerek su ve karbondioksite dönüşür.
8. Tıkaç hayvansal materyel içermez.
9. Damar kapatma cihazı, tıkaçı damar lümeninin dışında, ekstrasvasküler alana bırakacak şekilde tasarlanmıştır.
10. Tıkaç sistemin üzerinde hazır bulunmaktadır. Cihaz steril paketinden çıktıktan sonra dışarıdan müdahale gerekmeden kullanıma hazırdır.

Doç. Dr. Mehmet Kaya AKKAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Radyoloji  
Dip.No: 12801 Dip.Tes.No: 103061

Prof. Dr. Ferit H. GİT  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Radyoloji  
Başkanı  
Dip.No: 1754