

JOL-01/22/91

## Nefrostomi Dilatasyon Balon Kiti

### NEFROSTOMİ DİLATASYON BALON KİTİ

#### TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 20 ATM basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Kateter genişliği tüm kateter boyunca 7FR olmalı ve 0.038 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
3. Balonun katetere sarılı olduğu bölümde kateter genişliği değişmemeli, balon katetere iyice sarılı olmalıdır.
4. 12cm Uzunluktaki balon için 24 FR(8mm) ve 30 FR(10mm) ve 15cm uzunluğundaki balon için 30 FR şişirilmiş çap seçenekleri olmalıdır.
5. Kateter çalışma uzunluğu 55 cm olmalıdır.
6. Balon sürtünmeyi azaltan HydroPlus kaplı olmalı ve ucunda radyopak çizgi bulunmalıdır.
7. Her steril paket içerisinde kateter üzerine takılmış olarak 24 FR balon için 17cm PTFE ve 30 FR balon çapı için 17cm PTFE, 20cm PTFE ve 17cm şeffaf(Clear Sheat) kılıf seçenekleri olmalıdır.
8. Şeffaf kılıfta 1 adet altın radyopak marker olmalıdır.
9. Bu kılıf balon ile uyumlu olmalı, balonun üzerindeki kayganlaştırıcı maddenin yardımcı ile rahatça balon üzerinden kaydırılarak böbreğe yerleştirilebilmelidir.
10. Balon tam olarak şişirilmiş iken (24 FR veya 30FR) ve basınç göstergesi 20 ATM iken, teflon kılıf balonun üzerinden rahatlıkla kaydırılabilmelidir.
11. Balonun yanında yüksek basınca dayanıklı musluk bulunmalıdır.
12. Kontrollü dilatasyon sağlamak amaçlı, Nephromax nefrostomi dilatasyon balonu ile uyumlu, 20cc lik manometreli inflatör olmalıdır.
13. Inflatör mavi renkli şişirme kolu saat yönünde çevrilerek şişirme işlemi yapmalıdır.
14. Çabuk bırakma özelliği sayesinde tek bir düğmeye basarak balon indirilebilmelidir.
15. Inflatör, 26ATM gibi yüksek basınca kadar balonun şişme basıncını gözleme olanağı tanımalıdır; bu sayede çeşitli şişirme şekilleri için kullanma olanağı sağlamalıdır.

Nefrostomi Dilatasyon Balonu tek kullanımlık olmalıdır

EBRİ ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi  
Sorumlusu

Dr. Zekeriya Gür Balat