

# ÜRETERORENOSKOPIK TAŞ FORSEPSİ (Kavrama Forsepsi, Flex) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Forseps üreterorenoskopların merkezi kanalından kullanıma uygun olmalıdır.
- Taş parçaları için kullanılabilir.
- Tek çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
- Çapı 5 Fr. ve uzunluğu 73 cm olmalıdır.
- Bölümümüzde kullanılan eğri, rijid üreterorenoskop ile kullanılabilir.
- Teklif edilen malzeme ameliyathanede denendikten sonra son karar verilecektir.

Prof. Dr. Mustafa KAVACILAN  
T.C. G.Ü.T.F. Gaz Hastanesi  
Diploma No: 4208  
Dip. Tesdi No: 26022

Prof. Dr. Metin ONARAN  
T.C.G.Ü.T.F. Gaz Hastanesi  
Ürölö: 10996  
Diploma No: 10996  
Dip. Tesdi No: 84227