

# FİŞHER PAYKEL MARKA MR 850 MODEL NEMLENDİRİCİ CİHAZI İÇİN ÇİFTLİ ISI KABLOSU

## ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift başlı ısıtıcı kablosu olacaktır.
2. Fisher Paykel marka MR 850 model nemlendirici cihazına uyumlu olacaktır.
3. 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
4. İstekliler Biyomedikal Birimine numune getirmek zorundadır.
5. Değerlendirmelere numuneye göre yapılacaktır. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  
Fatih AKBAL  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

  
Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2759  
İstem Tarihi : 03/01/2019  
Bölüm Adı : Biyomedikal Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2019 09:37:00

**Malzeme Kodu** : J06-064302  
**Malzeme Adı** : KABLO (ISI VE AKIŞ SENSOR KABLOSU).

FİŞHER PAYKEL MARKA MR 850 MODEL NEMLENDİRİCİ CİHAZI İÇİN HASTANE GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI VE AKIŞ SENSÖRÜ KABLOSU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Isı ve nem ölçümü yapacaktır.
2. Fişher Paykel marka MR 850 model nemlendirici cihazına uyumlu olacaktır.
3. 1(bir) yıl garantili olacaktır.
4. İstekliler Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım birimine numune getirmek zorundadır.
5. Değerlendirmelere numuneye göre yapılacaktır. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 <p><b>Fatih AKBAL</b> GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri</p>	<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p>  <p><b>Mehmet UÇAR</b> GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
---	--	-------------------------

Teknik Personel Nur TAŞKIRANOĞLU  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi